



AquApAk® umidificatoare preincarcate cu apa

Oferind o funcționare silențioasă și umidificare terapeutică

Umidificatoarele cu bule preumplute AQUAPAK sunt concepute pentru a adăuga umiditate gazului inspirat, prevenind uscarea și iritarea mucoasei respiratorii. Umidificatorul dispune de un micro-difuzor care produce bule mici și o mare suprafață de agitație, pentru a permite o funcționare silențioasă, producția de umiditate terapeutică și un mai mare confort al pacientului.

Umidificatoarele AQUAPAK combină un adaptor ușor de utilizat cu o gamă de sticle rezervor sterile în trei mărimi. Adaptorul de umidificare încorporează o alarmă sonoră pentru a avertiza pacientul sau îngrijitorul de restricționarea curgerii sau ocluzia din umidificator sau tuburi. Sticlele rezervor au încorporate tuburi conectoare de oxigen cu un design simplu de declanșare.

AQUAPAK 540mL



Adaptor de umidificare Corp adaptor steril, clar. Alarma sonoră alertează medicul de restricția debitului sau ocluzia canulei de oxigen sau a tubulaturii măștii. Alarmă activă până la ½ LPM.

Tubul conector de oxigen incorporat

Fiecare flacon rezervor încorporează un conector având un design ușor de declanșare.

Gama completă de mărimi

Apă sterilă disponibilă în marimile de 340ml, 540 ml și 650ml.

Umidificatoare cu bule preumplute AquApAk

Fiecare mediu clinic are cerințe unice. Disponibil într-o gamă completă de mărimi, umidificatoarele cu bule AQUAPAK fumizează producția de umiditate terapeutică, având doar acest scop în vedere.

- } **Gama completă de mărimi.** Apă sterilă disponibilă în 340ml, 540 ml și 650ml, pentru a sprijini o varietate de aplicații clinice
- } **Ușor de utilizat.** Fiecare rezervor încorporează un tub conector de oxigen având un design ușor de declanșare
- } **Producție mare de umiditate.** Micro-difuzorul produce bule mai mici și o mai mare suprafață de agitație, pentru a permite funcționarea silențioasă și producția de umiditate terapeutică
- } **Șigur și eficient.** Adaptorul de umidificare încorporează o alarmă sonoră pentru a avertiza pacientul sau îngrijitorul de restricționarea curgerii sau ocluzia din umidificator sau tuburi

"Umidificarea este o parte esențială a respirației normale și poate fi necesar să fie suplimentată pentru a preveni deteriorarea căilor respiratorii survenite în timpul tratamentului ... Sistemul AQUAPAK pare a fi un mod rentabil și sigur de realizare a umidificării suplimentare."

British Journal of Nursing, 2004, Vol. 13, nr. 2

TIMP DE CURGERE UMIDIFICATOR CU BULE		2 LPM		5 LPM		8 LPM	
PRODUCĂTOR	MĂRIME STICLĂ	ORE DE FOLOSIRE	ZILE	ORE DE FOLOSIRE	ZILE	ORE DE FOLOSIRE	ZILE
Hudson RCI 301	340 mL	159.8	6.7	71.3	2.9	51.8	2.2
Hudson RCI 501	540 mL	270.3	11.3	132.2	5.5	95.3	4.0
Hudson RCI 601	650 mL	310.9	12.9	138.6	5.8	100.8	4.2

INFORMAȚII COMANDĂ

Produs	Descriere	Cantitate
003-40	340mL Apă sterilă cu Adaptor umidificare 000-40	20
003-01	340mL Apă sterile	20
005-40	540mL Apă sterilă cu 000-40 Adaptor de umiditate	12
005-01	540mL Apa sterile	12
006-40	650mL Apă sterilă cu 000-40 Adaptor de umiditate	10
006-01	650mL Apă sterilă	10
000-40	Adaptor de umiditate	120



Doar Rx